

MIS Prothetik

Abzugskräfte der Halte-Systeme Kugelkopf-Anker, Locator & Equator



Halte-System	Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Abzugskraft in kg	Artikel-Nr.
Kugelkopf-Anker	Kunststoffkappe für Metallfassung	standard	1,2 - 1,3	MB-PPC10
	Kunststoffkappe für Metallfassung	weich	0,8 - 0,95	MB-PPCR10
Locator (SEVEN)	Kunststoff-Einsatz, klar, 0°-10°	stark	2,27	MM-LRM10
	Kunststoff-Einsatz, pink, 0°-10°	mittel	1,36	MM-LLR10
	Kunststoff-Einsatz, blau, 0°-10°	leicht	0,68	MM-LEL10
	Kunststoff-Einsatz, grün, 10°-20°	stark	1,36 - 1,82	MM-LER10
	Kunststoff-Einsatz, rot, 10°-20°	leicht	0,68	MM-LELE1
OT Equator	Kunststoff-Einsatz, gelb, 0°-30°	extraweich	0,6	OE-RCY01
	Kunststoff-Einsatz, pink, 0°-30°	weich	1,2	OE-RCP01
	Kunststoff-Einsatz, weiss, 0°-30°	standard	1,8	OE-RCW01
	Kunststoff-Einsatz, violett, 0°-30°	stark	2,7	OE-RCV01

